

FAQ :

Come posso ordinare i tamponi rapidi?

È molto semplice, nella pagina Twin Helix dedicata alla collaborazione con la federazione italiana sport rotellistici, abbiamo caricato un bollettino d'ordine, andate in fondo alla pagina nell'area download, scaricate il modulo, compilatelo in ogni sua parte e speditolo all'indirizzo mail appositamente creato per voi: fisr.support@twinhelix.eu.

Abbiamo dei protocolli specifici da seguire?

Le società affiliate alla FISR devono fare riferimento al protocollo creato dalla federazione, il documento è scaricabile dal sito FISR oppure dalla pagina web di twin Helix dedicata alla collaborazione con FISR. <https://www.twinhelix.eu/it/landing/fisr>

Chi può eseguire i tamponi ai nostri atleti?

prelievo del materiale virale tramite tampone nasale è un atto sanitario che deve essere eseguito da un operatore sanitario: medico, infermiere, assistente sanitario, ostetrica, odontoiatra, igienista dentale. (Informativa rev. 0del 18.11.2020)

I tamponi devono essere conservati in frigorifero?

La conservazione in frigorifero non è necessaria basta lasciarli a temperatura ambiente

Che tipo di tamponi sono?

Sono tamponi di tipo nasale a differenza degli orofaringei , questo tipo di tampone va inserito e fatto ruotare in entrambe le narici per circa 2,5 cm di profondità.